


Silicone Bite Block (실리콘 바이트블락)



모델명	① 전체길이	② 삽입구 직경	③ 고정부 직경
MP-30S (소)	52 mm	12 mm	25.5 mm
MP-30M (중)	60 mm	14.4 mm	26.5 mm
MP-30L (대)	71 mm	17.3 mm	29.5 mm

● **급여코드: M6610035**

● **EO GAS 멸균포장**

● 식약처 의료기기 신고(허가) 번호 : 제신 19-1084호 / 제조사 : (주)세호케미칼



DAESEUK

마취/응급/중환자
호흡기 전문
의료기기 직수입

(주) 대 석 메 드

서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하itek시티 1동 326호

TEL : 02) 6309-4343~7 / FAX : 02) 6309-4348 /

Homepage: www.daeseuk.com